

RenovInox™

Nettoyant désincrustant puissant pour inox

Description du produit

RenovInox™ est un produit performant contenant un mélange complexe d'agents tensio-actifs, d'agent d'alcalinité et de séquestrants organiques destinés à rénover et protéger les aciers inoxydables.

Champ d'application

S'applique sur : Toutes les surfaces et objets en acier inoxydable de tous types

Avantages

- ✓ Grande efficacité, action rapide
- ✓ Ne modifie ni la nature, ni la structure des supports traités
- ✓ Produit biodégradable à plus de 90%
- ✓ Deux actions en une : rénovation et entretien régulier
- ✓ Permet l'élimination des piques de rouille et laisse une couche protectrice sur la surface afin de prévenir les corrosions ultérieures.
- ✓ Ne laisse pas de pellicule grasse et convient également pour l'entretien courant des surfaces en acier inoxydable.
- ✓ Produit élaboré et fabriqué en Suisse à Genève

Caractéristiques

Consommation : 1 litre pour 8 à 12 m²
Conditionnement : Bidon de 5 litres
Stockage : Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine. Craint le gel
Durée de vie : 24 mois à partir de la date de vente
pH : 11

Mode d'emploi

- *Produit prêt à l'emploi ; agiter avant usage.*
- *S'applique directement sur la surface à traiter au moyen d'une éponge imbibée ou par pulvérisation.*
- *Attention : appliquer de bas en haut afin d'éviter les traces de coulures.*
- *Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau claire et essuyer avec un chiffon sec et propre.*
- ***RenovInox™** peut également être rincé avec un nettoyeur à pression.*
- *Pour les traces tenaces, recommencer l'opération.*
- *Etant donné que le produit redonne l'aspect originel du support, il est prudent de traiter une zone complète afin d'obtenir une surface propre et homogène.*

Mise en garde :

- Le produit pur est irritant : porter des gants et des lunettes de protection.
- En cas de projection cutanée, laver à grande eau. En cas de projection oculaire, rincer à grande eau longue durée.